



Serviço de Calibração Rastreável pelo NIST

Mantenha o desempenho do seu equipamento com este serviço totalmente rastreável.

A calibração é uma parte essencial da manutenção de equipamentos. A STERIS oferece procedimentos de calibração para satisfazer as necessidades específicas do seu equipamento ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Realizados por técnicos de campo especialmente treinados, estes testes são totalmente rastreáveis às normas internacionais e detalhados num relatório completo arquivado na STERIS por um período mínimo de três anos.



NIST
National Institute of
Standards and Technology



Os pontos de calibração e verificação são determinados pela STERIS, pelo fabricante ou pelos seus Procedimentos Operacionais Padrão (POP). Faremos os ajustes necessários às condições "fora da tolerância" que encontrarmos e incluiremos os resultados no seu relatório final.

**Após cada calibração, o técnico da STERIS irá rever o relatório consigo.
Cada relatório inclui:**



UMA LISTA DETALHADA

das leituras "Como Encontradas" e "Corrigidas"



PÁGINA DE TOLERÂNCIA E PÁGINA DE ASSINATURA

incluindo uma lista de normas, procedimentos, temperaturas, pressões, comentários e assinaturas suas e do seu técnico da STERIS



CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO

para cada instrumento utilizado na calibração

Os seus equipamentos também serão etiquetados para demonstrar a conformidade com as Boas Práticas de Fabrico (cGMP).



Produtos STERIS compatíveis:

- Esterilizadores a Vapor
- Máquinas de lavar e secar de laboratório e em conformidade com as Boas Práticas de Fabrico (BPF)
- Sistemas de biodescontaminação e esterilização a baixa temperatura VHP

Todos os nomes de empresas e produtos são marcas comerciais da STERIS, suas afiliadas ou empresas relacionadas, salvo indicação em contrário. ©2025 STERIS