



Serviço de Teste de Distribuição de Calor

Garanta que seu esterilizador ofereça resultados consistentes e precisos. Este serviço é ideal para instalações com equipamentos de esterilização STERIS que exigem validação de novos equipamentos ou verificação de sistemas existentes.

Este teste identifica desvios de temperatura e áreas de aquecimento lento dentro da câmara vazia para otimizar a eficiência do ciclo, validar o desempenho e garantir uma operação confiável.

Seu serviço inclui



**PROTOCOLO
APROVADO**



**CALIBRAÇÃO
RASTREÁVEL**



**EXECUÇÃO DE
PROTOCOLO**



**RELATÓRIO
FINAL**

Ofertas de equipamentos STERIS compatíveis:

- Esterilizadores AMSCO™ de pequeno e médio porte
- Esterilizadores a granel AMSCO™
- Esterilizadores Finn-Aqua™

Todos os nomes de empresas e produtos são marcas registradas da STERIS, de suas afiliadas ou de empresas relacionadas, salvo indicação em contrário. ©2025 STERIS